

## Hochtemperatur Head Space-Analytik

Art.-Nr. 2.301473

### Magnetische Bördelkappe R 20-L/Sil-UHT

Kappe aus magnetischem Spezialstahl, Loch-Ø 5 mm  
Dichtscheibe aus Silikon, rot/PTFE, transparent,  
3,0 mm stark, 45° shore A, für Bördelrand 20 mm  
**bis zu 300 °C einsetzbar**

Lieferung in Pg. à 100 St.  
Preisinformation siehe Katalog Seite 101  
und im Online-Shop



**INNOVATION**



Passende Head Space-Flaschen 20 mL siehe Katalog Seite 99:



1.300042

1.300043

1.300043-BF

1.300044

1.300046

1.300049



**ZIEMER** Chromatographie

Am Parir 27 · 52379 Langerwehe  
Telefon 024 23 / 40493-5 · Fax 024 23 / 40493-88  
E-Mail: [info@ziemer-chromatographie.de](mailto:info@ziemer-chromatographie.de)

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: [www.ziemer-chromatographie.de](http://www.ziemer-chromatographie.de)