



Vorsäulenkartuschen - das Artikel-Nummernsystem

	
Art.-Nr. 6.424262, 6.424266, 6.424267	Art.-Nr. 6.424271, 6.424272

Die Artikelnummern für Vorsäulen setzen sich aus einer 6-stelligen **Sammelnummer** und einer 3-5-stelligen **Endnummer** zusammen (getrennt durch „-“). Die Sammelnummer legt die Maße der Vorsäulenkartusche fest (z. B.: **7.558405** für eine 5x4 mm Vorsäulenkartusche), die Endnummer bestimmt das Packungsmaterial (z. B.: **-1170** für Multospher 120 RP18-HP-3 μ). Dabei entspricht die Endnummer den 3-5 letzten Ziffern der analytischen Säule (Länge 125 mm) des entsprechenden Packungsmaterials. Sie finden bei dem jeweiligen Packungsmaterial einen Hinweis, wie viele Stellen der Sammelnummer angehängt werden. So ergibt sich für eine Vorsäulenkartusche 5x4 mm, Multospher 120 RP18-HP-3 μ die Artikelnummer **7.558405-1170**.

Weitere Beispiele:

z. B.:

Vorsäulenkartusche 20x4mm - Sammelnummer: **7.558401-xxx**

Packungsmaterial: **Multospher 100 RP 18-5 μ** , drei Endnummern bei Säule 125x4mm = **-375**, ergibt die komplette Artikel-Nummer für die Kartusche 20x4mm, gepackt mit **Multospher 100 RP 18-5 μ** = Art.-Nr.: **7.558401-375**

z. B.:

Vorsäulenkartusche 20x2mm – Sammelnummer: **7.558201-xxx**

Packungsmaterial: **ProntoSIL 120-5-C18 ace-EPS**, fünf Endnummern bei Säule 125x4mm = **-05F29** ergibt die vollständige Artikel-Nummer für die Kartusche 20x2mm, gepackt mit **ProntoSIL 120-5-C18 ace-EPS** = Art.-Nr.: **7.558201-05F29**

Eine Erweiterung der Artikel-Nummer ist nicht erforderlich, wenn Sie uns für die Vorsäulenkartusche das gewünschte Packungsmaterial nennen; wir ergänzen dann die Artikel-Nummer.

Für die Preisgestaltung haben wir die Packungsmaterialien in folgende Preisgruppen eingeteilt:

Preisgruppe I	Preisgruppe II	Preisgruppe III	Preisgruppe IV
CS-ODS	MultoWorb		MultoFluor Select
MultoKrom		Kromasil	MultoHigh U
MultoHigh Ausnahmen: MultoHigh Chiral siehe Seite 148 MultoHigh U (Gr. IV)	ProntoSIL Ausnahme: ProntoSIL ace-EPS (Gr. III)	LiChrosorb LiChrospher	NUCLEOSIL
		Multohyp	Superspher
Multospher Ausnahme: Multospher Kation siehe Seite 135	Carbohydrate-Resin Organic Acid-Resin	ProntoSIL ace-EPS	

Vorsäulenkartuschen

Länge x ID (mm) → →	10 x 2		20 x 2		10 x 3		20 x 3	
Artikel-Nr. → →	7.558205 - XXX	7.5585206 - XXX	7.558201 - XXX	7.5585202 - XXX	7.558305 - XXX	7.5585306 - XXX	7.558301 - XXX	7.5585302 - XXX
Packungsmaterial	€/St.	€/5 St.	€/St.	€/5 St.	€/St.	€/5 St.	€/St.	€/5 St.
Preisgruppe I	27,15	128,95	28,15	133,70	25,00	118,75	29,30	139,20
Preisgruppe II	27,60	131,10	28,60	135,85	27,15	129,00	31,40	149,15
Preisgruppe III	28,15	133,70	30,40	144,40	29,30	139,20	40,10	190,50
Preisgruppe IV	39,10	185,75	42,20	200,45	41,20	195,70	44,50	211,40

Länge x ID (mm) → →	5 x 4		10 x 4		20 x 4	
Artikel-Nr. → →	7.558403 - XXX	7.5585404 - XXX	7.558405 - XXX	7.5585406 - XXX	7.558401 - XXX	7.5585402 - XXX
Packungsmaterial	€/St.	€/5 St.	€/St.	€/5 St.	€/St.	€/5 St.
Preisgruppe I	23,35	110,90	27,15	129,00	38,35	182,15
Preisgruppe II	26,10	124,00	30,40	144,40	42,25	200,65
Preisgruppe III	28,30	134,40	35,80	170,05	52,05	247,25
Preisgruppe IV	39,10	185,75	48,75	231,60	60,10	285,50

Vorsäulen ohne Testchromatogramm

Länge x ID (mm) → →	40 x 2		40 x 3		17 x 4	
	Neu	Refill	Neu	Refill	Neu	Refill
Artikel-Nr. → →	7.554201 - XXX	7.534201 - XXX	7.554301 - XXX	7.534301 - XXX	7.517401 - XXX	7.514401 - XXX
Packungsmaterial	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Preisgruppe I	105,00	80,00	91,00	66,00	84,00	59,00
Preisgruppe II	113,00	88,00	100,00	75,00	91,00	66,00
Preisgruppe III	122,00	97,00	110,00	85,00	98,00	74,00
Preisgruppe IV	143,00	118,00	165,00	140,00	143,00	118,00

Länge x ID (mm) → →	40 x 4		17 x 4,6		40 x 4,6	
	Neu	Refill	Neu	Refill	Neu	Refill
Artikel-Nr. → →	7.554001 - XXX	7.534001 - XXX	7.517001 - XXX	7.514001 - XXX	7.555001 - XXX	7.535001 - XXX
Packungsmaterial	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Preisgruppe I	96,00	71,00	85,00	60,00	104,00	79,00
Preisgruppe II	110,00	85,00	100,00	75,00	121,50	96,50
Preisgruppe III	124,00	99,00	115,00	90,00	139,00	114,00
Preisgruppe IV	192,00	167,00	165,00	140,00	215,00	190,00

Kurze Trennsäulen (u.a. für LC-MS) mit Testchromatogramm

Länge x ID (mm) → →	60 x 2		60 x 3		60 x 4		60 x 4,6	
	Neu	Refill	Neu	Refill	Neu	Refill	Neu	Refill
Artikel-Nr. → →	7.556201 - XXX	7.536201 - XXX	7.556301 - XXX	7.536301 - XXX	7.556001 - XXX	7.536001 - XXX	7.557001 - XXX	7.537001 - XXX
Packungsmaterial	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Preisgruppe I	147,00	122,00	147,00	122,00	133,50	108,50	146,00	119,00
Preisgruppe II	159,00	134,00	159,00	134,00	154,00	129,00	174,00	149,00
Preisgruppe III	199,00	174,00	176,00	151,00	181,00	156,00	206,50	181,50
Preisgruppe IV	245,00	220,00	245,00	220,00	245,00	220,00	265,00	240,00

